

Chiarimento 1:

GASCROMATOGRAFO

Iniettore split/splitless con temperatura di lavoro superiore a 400°C

Quesito: si chiede di considerare anche iniettori Split Splitless con temperatura di lavoro superiore o uguale a 400°C

Risposta 1: Si conferma che è possibile considerare anche iniettori Split Splitless con temperatura di lavoro superiore o uguale a 400°C

Chiarimento 2:

GASCROMATOGRAFO

Possibilità di installare e utilizzare fino a 3 iniettori contemporaneamente

Quesito: si chiede di confermare che trattasi di refuso da correggere in “Possibilità di installare e utilizzare fino a 3 detector contemporaneamente”.

Risposta 2: Si conferma che è un refuso.

Chiarimento 3:

SOFTWARE DI GESTIONE DEDICATO COMPLETO DI PC, MONITOR HD

L'hardware deve prevedere PC di potenza adeguata a supportare il software.

Il/i PC devono essere dotati di doppio disco fisso con tecnologia SSD.

Quesito: si chiede di poter ammettere alla procedura PC di potenza adeguata, anche a singolo disco fisso, con tecnologia SSD, comunque testato e idoneo per le operatività richieste dallo strumento.

Risposta 3: E' possibile ammettere una configurazione alternativa del PC a condizione che il fornitore garantisca l'adeguatezza della soluzione proposta e la compatibilità con la rete aziendale Brianzacque

Chiarimento 4:

Specifiche iniezione Spazio di testa e SPME - Temperatura di incubazione regolabile fino a 300 °C

Quesito:

Poiché trattasi di incubazione di acque potabili e la temperatura di incubazione generalmente non deve superare il punto di ebollizione della matrice analizzata (100°C),

Si chiede di poter ammettere alla procedura fornetto con temperatura di incubazione regolabile fino a 200 °C

Risposta 4: E' possibile ammettere l'alternativa proposta

Chiarimento 5:**PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA**

L'aggiornamento tecnologico: mediante la fornitura di tutte le modifiche migliorative software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura nell'arco della garanzia

Quesito:

Si specifica che l'aggiornamento del Software è garantito durante il primo anno di copertura legale, non in seguito a eventuali estensioni contrattuali

Risposta 5: E' possibile ammettere l'alternativa proposta

Chiarimento 6:

Giornate di training previste : Si specifica che il training di formazione avverrà in concomitanza del trasferimento metodo richiesto.

Si chiede conferma che vada bene

Risposta 6: Si conferma l'accettabilità di quanto proposto

Chiarimento 7

Colonna fornita: la strumentazione verrà fornita con una colonna HP5-MS 30m*0.25mm*0.25um

Si chiede conferma che vada bene

Risposta 7: Si conferma l'accettabilità di quanto proposto